


RECOMENDAÇÕES PARA A INTUBAÇÃO SEGURA NOS PACIENTES COM COVID-19.

- ESTAR PARAMENTADO CORRETAMENTE (TODA A EQUIPE – VIDE INFORME 3);
- PRÉ-OXIGENAR POR 5 MINUTOS (AMBÚ COM RESERVATÓRIO, 10L/MIN DE O₂; NÃO AMBUZAR).
- RECOMENDAÇÕES:
 - 1) APÓS PRÉ-OXIGENAÇÃO E SEDAÇÃO, REALIZAR LARINGOSCOPIA;
 - 2) REALIZAR INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL COM TUBO (DEVENDO TER FIO GUIA E VEDAÇÃO COM BORRACHA DE EMBOLO DE UMA SERINGA DE 20ML);



- 3) APÓS INTUBAÇÃO, A EQUIPE PUXA O FIO GUIA PARA FORA, MANTENDO A BORRACHINHA NO TUBO. DEPOIS, CLAMPEAR O TUBO PARA POSTERIORMENTE RETIRAR O FIO GUIA JUNTAMENTE COM A BORRACHINHA.



- 4) CONECTAR O TUBO AO CIRCUITO COM FILTRO HEPA, HME E SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADA.